



HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
SERVIÇO DE MEDICINA LABORATORIAL

Orientações para Exame: Pesquisa De Oxiurus Em Lâmina Com Fita Adesiva

- Dobrar uma fita adesiva sobre a ponta de um abaixador de língua, separar as nádegas do paciente e pressionar a fita adesiva ao redor do ânus, em vários lugares.
- Colocar a fita com o lado colante aderindo à lâmina;
- Fazer 2 lâminas com o mesmo procedimento;
- Enviar ao Laboratório o material identificado com o nome e registro do paciente;

OBS.: Fazer a coleta pela manhã, antes de fazer qualquer higiene.

.

Rev. 09 – Março 2017